



**MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO**

100% MADE IN ITALY

€ **DISPOSITIVO MEDICO DI**



MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO



- È un **dispositivo medico CE**
- Il tessuto è **testato** da laboratorio **ACCREDIA**
- È **100% Made in Italy**
- È **certificata Oeko-Tex Standard 100**
- **Ipoallergenica** e traspirante, priva di additivi chimici È **monouso**
- Si può regolare fino a **6 taglie**
- Presenta una **maggior superficie di protezione** rispetto alle altre mascherine protettive
- È pratica da utilizzare grazie ai fori per la regolazione della taglia: **non ci sono lacci o elastici!**



- TNT tridimensionale composto da Super-MicroFilamenti (10 volte più fini delle comuni fibre) che, lavorati con innovativa **tecnologia SPUNLACING** permettono di mantenere le caratteristiche filtranti del materiale utilizzato e garantire al contempo la sua purezza microbiologica.

- La durata di utilizzo di una mascherina dipende da diversi fattori, come dal ritmo respiratorio dell'utilizzatore, dalla temperatura, dal tasso di umidità atmosferico e dalla contaminazione aerea del luogo.

In media, raccomandiamo di **sostituire la mascherina dopo ogni utilizzo.**

- Per sostituire la mascherina, rimuoverla dal viso sfilando il tessuto dall'orecchio prestando attenzione a non toccare la parte anteriore, quindi gettarlo immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.





**1** Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.



**2** Indossare la mascherina inserendo le orecchie negli appositi fori. Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto. Sono disponibili sei diversi livelli di regolazione.



**3** Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla. Togliere la mascherina prendendola dalle estremità senza toccare la parte anteriore; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.



## AVVERTENZE

- Lavarsi accuratamente le mani prima di indossare la mascherina.
- Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi di farla aderire bene.
- Evitare di toccare la mascherina durante l'utilizzo. Se fosse necessario farlo, ricordarsi di pulire le mani dopo il contatto.
- La mascherina protettiva ISI MED non contiene componenti prodotti con lattice di gomma naturale.

## AVVERTENZE

- La mascherina protettiva ISI MED non protegge contro gas e/o vapori.
- La mascherina protettiva ISI MED non contiene additivi.
- Non alterare, modificare o riparare in alcun modo questo dispositivo
- Questo facciale filtrante non fornisce ossigeno.
- Per lo smaltimento, raccomandiamo di gettare le maschere nella raccolta indifferenziata.





## AVVERTENZE

- Non usare se si manifestano fastidi o sintomi di allergia sul- la pelle.
- Usare questo prodotto solo per l'uso indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso.







MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO

## CONFEZIONI DI VENDITA



PRESENTE IN  
FARMADATI cod.  
8051272630473



## ASPETTI NORMATIVI

### CONFORMITÀ

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi

- medici – classe I – CE.

### ● IDENTIFICAZIONE

Ciascun prodotto è identificato grazie a un numero di lotto.

## IMBALLAGGIO

RIFERIMENTO	UNITÀ	IMBALLO	PALLET
ISIMCHMBTUIT473	Confezione da 20 mascherine	96 confezioni da 20 ma- scherine (ovvero 1.920 mascherine)	16 imballi, ovvero 1.536 confezioni (ovvero 30.720 mascherine)
	L 19 x p 4 x h 12 cm	L 50 x p 50 x h 40 cm	L 100 x p 80 x h 50 cm
	0,105 kg	10,68 kg (scatolone incluso)	182 kg (pallet incluso) 4 piani da 4 imballi



MASCHERINA PROTETTIVA MONOUSO